



Test Rapide Antigénique Novel Coronavirus- REALY TECH



ansm

Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé

Test certifié par l'agence
nationale de sécurité du
médicament



Test rapide
en 10min



Matériel
professionnel




Facile d'utilisation



Kit de 25 tests
individuels

Étapes pour un test simple



Nom du produit :

Principe de test :

Type d'échantillon :

Volume d'échantillon :

Temps de test :

Température de fonctionnement :

Température de stockage :

Durée de vie (non ouverte) :

Sensibilité:

Spécificité:

Précision:

Le test rapide Realy Tech™ SARS-CoV-2 Ag

Or colloïdal

Ecouvillon nasal ou pharyngé

60 µL

10 min

5-30 C

2-30 C

24 mois

95%

100%

97.71%